



Pipetor Levo Plus



Levo Plus to ergonomiczny pipetor elektryczny przeznaczony do pracy z pipetami serologicznymi. Umożliwia precyzyjne pobieranie i dozowanie cieczy w zakresie od 0,1 do 100 ml. Urządzenie charakteryzuje się 6-stopniową regulacją prędkości, intuicyjnym sterowaniem jednoręcznym, cichą pracą oraz szybkim napełnianiem – np. 25 ml w mniej niż 5 sekund. Kompatybilny z pipetami szklanymi i plastikowymi o średnicy końcówki do 8 mm.

Miniatura



Nr-art.

D-3010

Nazwa

Pipetor Levo Plus

Pojemność

0,1-100 ml

Opis

Levo Plus to wysokowydajny pipetor przeznaczony do precyzyjnego i szybkiego pipetowania cieczy. Ergonomiczna konstrukcja, niewielka **masa urządzenia (208 g)** i intuicyjny układ przycisków pozwalają na bezproblemową obsługę jedną ręką. Idealnie sprawdza się podczas pracy z pipetami serologicznymi oraz Pasteura.

Urządzenie pozwala na dokładne pobieranie i dozowanie cieczy w zakresie od 0,1 do 100 ml. **Współpracuje z pipetami szklanymi, jak i plastikowymi, o średnicy końcówki do 8 mm.** Wydajny silnik umożliwia błyskawiczne napełnianie – **25 ml cieczy w czasie poniżej 5 sekund.** Zapewnia także płynne dozowanie cieczy (6 prędkości). **Hydrofobowy filtr 0,45 µm** chroni przed kontaminacją i zapewnia bezpieczeństwo pracy.

Pipetor Levo Plus wyposażony jest w **duży ekran LCD**, który wyświetla informacje o poziomie naładowania baterii oraz ustawionych parametrach pracy. Użytkownik może wygodnie regulować prędkość pobierania za pomocą przycisków funkcyjnych. Rozdzielone przyciski poboru i dozowania ułatwiają kontrolę nad przepływem cieczy.

Wymienna **bateria litowa** zasila urządzenie i umożliwia **ponad 12 godzin** pracy w trybie przerywanym. Czas ładowania baterii wynosi zaledwie **4-5 godzin**, co zapewnia mobilność i gotowość do pracy niezależnie od lokalizacji. Materiał korpusu wykonany z **PVDF** wykazuje **wysoką odporność na korozję**, a **funkcja sygnalizacji niskiego poziomu baterii** zapobiega niespodziewanemu zatrzymaniu pracy.

Dane techniczne

Parametr	Levo Plus
Pojemność	0,1-100 ml
Prędkość pracy	25 ml < 5 sekund
Wyświetlacz	LCD
Filtr	hydrofobowy 0,45 µm
Waga	208 g
Zasilanie	bateria litowa
Czas pracy (bateria)	około 12 godzin
Czas ładowania	4-5 godzin