



Pipetory mechaniczne Levo



Pipetory mechaniczne Levo to urządzenia do precyzyjnego pobierania i dozowania cieczy z pipet serologicznych o pojemności od 0,1 ml do 100 ml. Dzięki możliwości obsługi jedną ręką, opcji napełniania w połowie i funkcji precyzyjnego dozowania kropla po kropli, seria Levo zapewnia wysoki komfort pracy i pełną kontrolę. Szybkie pobieranie 25 ml w 4 sekundy, autoklawowalny silikonowy adapter, hydrofobowy filtr 3 µm oraz pięć wariantów kolorystycznych ułatwiają organizację pracy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor
	D-3021	Pipetory mechaniczne Levo	0,1-100 ml	czerwony
	D-3023	Pipetory mechaniczne Levo	0,1-100 ml	żółty

Opis

Serię pipetorów mechanicznych Levo zaprojektowano z myślą o wygodnej, cichej i precyzyjnej pracy. Umożliwia precyzyjne pobieranie i dozowanie cieczy w zakresie **od 0,1 do 100 ml**. Urządzenia są lekkie (tylko **118 g**) i pozwalają na obsługę jedną ręką. Przemyślane rozmieszczenie przycisków zwiększa ergonomię i komfort użytkowania.

Pipetory mechaniczne Levo pozwalają na napełnianie pipety do połowy bez jej wyjmowania, co przyspiesza i usprawnia pracę. Urządzenie wyposażono w **mechanizm dozowania kropla po kropli** oraz oddzielny **przycisk do usuwania ostatniej kropli**. Umożliwia to precyzyjne dozowanie cieczy, nawet w najbardziej wymagających protokołach analitycznych. Pobieranie cieczy odbywa się błyskawicznie – **25 ml w 4 sekundy** – z zachowaniem pełnej kontroli dzięki regulacji siły nacisku na dźwignię.

Urządzenia wyposażone są w **autoklawowalny adapter silikonowy** oraz **wymienny filtr hydrofobowy o porowatości 3 µm**. Zabezpiecza on przed kontaminacją i wnikiem aerozoli do wnętrza urządzenia. Obudowę wykonano z materiału **PVDF o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej**, co zapewnia trwałość i łatwość czyszczenia.

Seria Levo dostępna jest w pięciu wersjach kolorystycznych: granatowej, czerwonej, zielonej, żółtej oraz niebieskiej. Ułatwia to organizację pracy i przypisanie pipetorów do konkretnych zastosowań lub obszarów badawczych.

Dane techniczne

Parametr**Pipetory mechaniczne Levo**

Kolor	granatowy	czerwony	zielony	żółty	żółty
Pojemność	0,1 - 100 ml				
Filtr	hydrofobowy 3 µm (wymienny)				