



Akcesoria do mieszadeł magnetycznych DLAB



Akcesoria DLAB do mieszadeł magnetycznych z grzaniem umożliwiają precyzyjną kontrolę temperatury roztworów podczas pracy laboratoryjnej. W ofercie znajdują się: czujnik temperatury, zapewniający dokładny pomiar temperatury mieszanych cieczy, oraz statyw, który umożliwia stabilne i bezpieczne mocowanie czujnika, gwarantując powtarzalność i precyzję pomiarów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Długość	Średnica
	D-3200	Czujnik temperatury PT1000-A	do mieszadeł magnetycznych DLAB	23 cm	-
	D-3201	Statyw do czujnika temperatury PT1000-A	do mieszadeł magnetycznych DLAB	45 cm	10 cm

Opis

Akcesoria DLAB do mieszadeł magnetycznych ułatwiają kontrolę temperatury podczas pracy laboratoryjnej, zapewniając jej większą dokładność i stabilność.

W ofercie dostępny jest **czujnik PT1000-A**, zaprojektowany specjalnie do współpracy z mieszadłami magnetycznymi z funkcją grzania marki DLAB. Umożliwia dokładną kontrolę temperatury cieczy z precyzją do $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$. Czujnik o długości **23 cm** wykonano ze stali nierdzewnej, by zapewnić jego trwałość oraz odporność na działanie czynników chemicznych. Model **PT1000-A** można stosować do pracy z mieszadłami DLAB: [MS-H280-Pro](#), [MS-H-ProA](#), [MS7-H550-S](#) oraz [MS7-H550-Pro](#).

Dla zapewnienia stabilnych i wiarygodnych pomiarów, bez zakłóceń mechanicznych, zaleca się użycie **statywu**, który umożliwia prawidłowe i bezpieczne zamocowanie czujnika. Statyw ma **wysokość 45 cm**, **długość ramienia wspornika 25 cm**, a **średnica trzpienia wynosi 10 mm**. Statyw wykonano ze stali nierdzewnej. Jest odporny na korozję i działanie substancji chemicznych. Jest on również w pełni kompatybilny z wymienionymi modelami mieszadeł DLAB.

Dane techniczne

Parametr

Statyw do czujnika temperatury PT1000-A

Długość statywu

45 cm

Parametr	Statyw do czujnika temperatury PT1000-A
Długość wspornika	25 cm
Średnica	10 mm