



Fiolki z zakrętką gwintową



Wykonane z przezroczystego szkła. Z zakrętką gwintową z tworzywa sztucznego. Do bezpiecznego przechowywania małych ilości. Większe fiolki (Nr-Art. 2-1007) posiadają szeroką szyjkę, dzięki czemu doskonale nadają się do przechowywania substancji stałych. Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Śr. szyjki	Szt./Op.
	2-1006	Fiolki z zakrętką gwintową	2,5 ml	15 x 31 mm	5 mm	100 szt.
	2-1007	Fiolki z zakrętką gwintową	5,0 ml	20 x 40 mm	18 mm	100 szt.
	2-1008	Fiolki z zakrętką gwintową	15,0 ml	27 x 45 mm	25 mm	100 szt.

Opis

Wykonane z przezroczystego szkła. Z zakrętką gwintową z tworzywa sztucznego. Do bezpiecznego przechowywania małych ilości. Większe fiolki (Nr-Art. 2-1007) posiadają szeroką szyjkę, dzięki czemu doskonale nadają się do przechowywania substancji stałych. Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Kolor zakrętek w fiolkach 2-1007 zależnie od partii może być czarny lub biały (wysyłane losowo, bez możliwości wyboru).