



Pipety elektroniczne Eppendorf Xplorer[®] BASIC, jednokanałowe, regulowana pojemność

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Seria pipet jednokanałowych Eppendorf Xplorer[®] BASIC posiada regulowaną pojemność, oferując modele o zakresie od 0,5-10 µl do 0,5-10 ml. Są to pipety elektroniczne, z czytelnym, kolorowym wyświetlaczem oraz pokrętką, które pozwalają na intuicyjną obsługę. Dolna część pipet jest autoklawowalna. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowo szerokiego wyboru kompatybilnych końcówek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kod barwny	Nr producenta
	K-1822	Pipeta Xplorer [®] BASIC	0,5-10 µl	szary	4861 000.511
	K-1823	Pipeta Xplorer [®] BASIC	5-100 µl	żółty	4861 000.520
	K-1824	Pipeta Xplorer [®] BASIC	15-300 µl	pomarańczowy	4861 000.538
	K-1825	Pipeta Xplorer [®] BASIC	50-1000 µl	niebieski	4861 000.546
	K-1826	Pipeta Xplorer [®] BASIC	0,25-5 ml	fioletowy	4861 000.554
	K-1827	Pipeta Xplorer [®] BASIC	0,5-10 ml	turkusowy	4861 000.562

Opis

Pipety Eppendorf Xplorer[®] BASIC to elektroniczne urządzenia jednokanałowe z regulowaną pojemnością. Seria obejmuje zakres pojemności od **0,5-10 µl** do **0,5-10 ml**. Mają dodatkowo system poduszki powietrznej i 5 programów działania, co zapewnia wysoką precyzję dozowania. Do tego ergonomiczny uchwyt i lekka konstrukcja pozwalają komfortowo pracować nawet przez dłuższy czas.

Dolna część pipet jest **autoklawowalna (121°C, 1 bar, 20 min)**, a urządzenia mogą być zasilane oraz ładowane także w trakcie pracy, dzięki akumulatorowi litowo-polimerowemu. W **zestawie znajdują się**: zasilacz sieciowy z adapterami, pierścień blokujący, smar do pipet, instrukcje obsługi i certyfikat. Pipety wyposażono w czytelny, kolorowy ekran oraz łatwy w obsłudze system nawigacji, dostępny w dziewięciu wersjach językowych. Oprócz tego ich ergonomiczna budowa, opracowana zgodnie z założeniami **Eppendorf PhysioCare Concept**, w połączeniu z wyprofilowanym uchwytem i sprężynującym stożkiem końcowym, gwarantuje komfort i minimalne obciążenie dłoni, nawet podczas długiej pracy. Pipety wyposażono w wyrzutnik końcówek, który usprawnia pracę i skraca czas wykonywanych operacji.

Pipety Eppendorf Xplorer[®] BASIC są certyfikowane w programie ACT (My Green Lab). Potwierdza to ich zgodność z

normami zrównoważonego rozwoju i ekologicznego podejścia w produkcji sprzętu laboratoryjnego.

Urządzenia te oferują pięć trybów pracy, dostosowanych do różnych aplikacji:

- *Pip* – automatyczne pipetowanie cieczy,
- *Dis* – ręczne dozowanie do płytek, żeli i naczyń reakcyjnych,
- *Ads* – automatyczne dozowanie do płytek, żeli i naczyń reakcyjnych,
- *P/M* – pipetowanie z mieszaniem próbek,
- *Man* – pipetowanie manualne do oznaczania objętości.

Oferujemy również szeroki wybór kompatybilnych końcówek do pipet, które można zamawiać oddzielnie.

W przypadku serii pipet Xplorer wersja BASIC dostępna jest w ramach czasowej promocji cenowej.

**Dane
techniczne**

Parametr	Pipeta Xplorer® Basic					
Pojemność	0,5-10 μl	5-100 μl	15-300 μl	50-1000 μl	0,25-5 ml	0,5-10 ml
Rodzaj	elektroniczna					
Typ	jednokanałowa					
Kod barwny	szary	żółty	pomarańczowy	niebieski	fioletowy	turkusowy
Autoklawowalność	tak (dolna część)					
Zasilanie	100 – 240 V ±10%, 50/ 60 Hz					