



Dozownik ręczny Multipipette[®] M4 BASIC

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Multipipette[®] M4 Eppendorf BASIC to mechaniczny dozownik wieloskokowy przeznaczony do precyzyjnego i powtarzalnego pipetowania w długich seriach. Umożliwia dozowanie objętości w zakresie od 1 µl do 10 ml, nawet do 100 razy po jednym napełnieniu końcówki. Dzięki zasadzie wyporu bezpośredniego zapewnia niezależność od właściwości cieczy, takich jak lepkość czy lotność. Automatyczne rozpoznawanie końcówek Combitips[®] advanced eliminuje konieczność ręcznego ustawiania objętości.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Nr producenta
	K-2630	Dozownik Multipipette [®] M4 BASIC	1 µl - 10 ml	4982 000.411

Opis

Manualny dozownik **Multipipette[®] M4 BASIC**, firmy Eppendorf, pozwala na dozowanie cieczy o **objętości w zakresie od 1 µl do 10 ml**, nawet do 100 razy po jednym napełnieniu końcówki. Zaprojektowano go z myślą o precyzyjnym i powtarzalnym pipetowaniu w długich seriach. Działa na zasadzie **wyporu bezpośredniego**. Dzięki brakowi poduszki powietrznej dozowanie jest niezależne od właściwości cieczy – takich jak lepkość, gęstość czy lotność. Gwarantuje to wysoką dokładność i powtarzalność.

Dozownik Multipipette[®] M4 samodzielnie identyfikuje typ końcówki (**automatyczne rozpoznawanie końcówek Combitips[®] advanced**). Wyświetla też odpowiednią objętość, eliminując konieczność ręcznego ustawiania i obliczeń. To rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy, zwłaszcza z cieczami toksycznymi, radioaktywnymi lub zakaźnymi. Urządzenie wyposażono w licznik kroków, który pozwala śledzić liczbę wykonanych dozowań, nawet po przerwie. Pokrętko wyboru objętości oferuje **20 ustawień dla każdej końcówki**, a czujnik ruchu automatycznie aktywuje urządzenie po wznowieniu pracy, oszczędzając energię.

Produkt posiada oznaczenie ACT, które potwierdza jego weryfikację pod kątem zrównoważonego rozwoju przez organizację My Green Lab.

Oprócz dozownika, z produktem dostarczany jest uchwyt.

Firma Eppendorf, a tym samym BIONOVO jako autoryzowany dystrybutor, wprowadziła promocję czasową na dozowniki w wersji BASIC.

Co odróżnia promocję BASIC od standardowej wersji oferty dozowników?

Multipipette[®] M4 BASIC – promocja dla użytkowników posiadających końcówki:

W tej wersji dostępny jest dozownik Multipette® M4 bez startowej końcówki. To idealna opcja dla laboratoriów, które już dysponują kompatybilnymi tipsami.

Multipette® M4 - ze startowym zestawem końcówek:

Ten wariant zawiera dozownik Multipette® M4 oraz 1 pasującą końcówkę.

**Dane
techniczne**

Parametr	Multipette® M4 Basic
Pojemność	1 µl - 10 ml
Tryb pracy	mechaniczny
Autoklawowalne	nie
Typ baterii	bateria guzikowa