



Fiolki do autosamplera - 4 ml

Fiolki z gwintem na zakrętki z otworem i septą. Odpowiednie do autosamplera WISP.Waters. Wys. 45 mm, śr. 14,7 mm, gwint 13 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Gwint	Szt./Op.
	2-7210	Fiolki do autosamplera	biały	4 ml	ND13	100 szt.
	2-7211	Fiolki do autosamplera	oranżowe	4 ml	ND13	100 szt.

Opis

Fiolki z gwintem na zakrętki z otworem i septą. Odpowiednie do autosamplera WISP.Waters. Wys. 45 mm, śr. 14,7 mm, gwint 13 mm.