

Zakrętki do fiolek 4 ml do autosamplera

Zakrętki do fiolek 4 ml. Wykonane z polipropylenu, z otworem lub bez. Opakowanie zawiera 100 szt. Pasują m. in. do fiolek o nr art. 2-7210 i 2-7211.



Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Śr. gwintu	Szt./Op.
	2-7216	Zakrętki czarne z PP	bez otworu	13 mm	100 szt.
	2-7212	Zakrętki czarne z PP	z otworem	13 mm	100 szt.

Opis

Zakrętki do fiolek 4 ml. Wykonane z polipropylenu, z otworem lub bez. Opakowanie zawiera 100 szt. Pasują m. in. do fiolek o nr art. 2-7210 i 2-7211.