



Pipety automatyczne Eppendorf Reference[®] 2 BASIC - regulowana pojemność

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Eppendorf Reference[®] 2 BASIC to seria mechanicznych pipet jednokanałowych z możliwością regulowania ich pojemności. Oferowany zakres pojemności, w zależności od modelu, to od 0,1-2,5 µl do 1000-10000 µl. Pipety posiadają sprężynujący stożek końcowy, działają w systemie poduszki powietrznej i są autoklawowalne. Ich kody barwne pozwalają na szybkie rozróżnienie poszczególnych pojemności.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kod barwny	Nr producenta
	K-5170	Pipeta Reference [®] 2 BASIC	0,1-2,5 µl	ciemnoszary	4924 000.215
	K-5171	Pipeta Reference [®] 2 BASIC	0,5-10 µl	szary	4924 000.223
	K-5172	Pipeta Reference [®] 2 BASIC	2-20 µl	jasnoszary	4924 000.231
	K-5173	Pipeta Reference [®] 2 BASIC	2-20 µl	żółty	4924 000.240
	K-5174	Pipeta Reference [®] 2 BASIC	10-100 µl	żółty	4924 000.258
	K-5175	Pipeta Reference [®] 2 BASIC	20-200 µl	żółty	4924 000.266
	K-5176	Pipeta Reference [®] 2 BASIC	30-300 µl	pomarańczowy	4924 000.274
	K-5177	Pipeta Reference [®] 2 BASIC	100-1000 µl	niebieski	4924 000.282
	K-5178	Pipeta Reference [®] 2 BASIC	250-2500 µl	czerwony	4924 000.290
	K-5179	Pipeta Reference [®] 2 BASIC	500-5000 µl	fioletowy	4924 000.304
	K-5180	Pipeta Reference [®] 2 BASIC	1000-10000 µl	turkusowy	4924 000.312

Opis

Pipety Eppendorf Reference[®] 2 BASIC to mechaniczne, jednokanałowe narzędzia dozujące o regulowanej pojemności, zaprojektowane z myślą o najwyższej precyzji i niezawodności w pracy laboratoryjnej. Działają w **systemie poduszki powietrznej i są dostępne w szerokim zakresie objętości - od 0,1 µl do 10 ml**. Każdy model oznaczono charakterystycznym kodem barwnym, ułatwiającym szybkie rozpoznanie zakresu objętości.

Reference® 2 to pipety, które wyróżniają się unikalną koncepcją obsługi za pomocą jednego przycisku, który umożliwia ustawienie objętości, pipetowanie oraz wyrzut końcówki. Taka konstrukcja znacząco redukuje wysiłek użytkownika, zwiększając szybkość pracy. **Sprężynujący stożek końcówki** zapewnia łatwe i bezpieczne mocowanie końcówek. Natomiast technologia **SoftEject** zmniejsza siłę potrzebną do ich wyrzutu nawet o 50%.

Obudowa pipety wykonano w technologii jednoetapowego odlewu, co zapewnia gładką powierzchnię i minimalną liczbę szczelin – idealne rozwiązanie dla środowisk sterylnych. **Pipeta jest w pełni autoklawowalna (121°C przez 20 minut)**. Jest też łatwa w demontażu i odporna na promieniowanie UV oraz działanie substancji chemicznych.

Pipeta Reference® 2 oferuje też **możliwość regulacji tymczasowej**. Pozwalając na dostosowanie parametrów pipetowania do właściwości fizycznych cieczy, takich jak lepkość czy napięcie powierzchniowe, bez ingerencji w ustawienia fabryczne.

Dla pipet **o objętości do 1 ml w dostawie znajdują się**: pipeta, instrukcja obsługi, certyfikat, zaślepka regulacji tymczasowej, zaślepka regulacji fabrycznej (x2), smar do pipet, pierścień blokujący (zapobiegający sprężynowaniu).

Dla pipet **o objętości 0,25-2,5 ml, 0,5-5 ml oraz 1-10 ml w dostawie znajdują się**: pipeta, instrukcja obsługi, certyfikat, zaślepka regulacji tymczasowej, zaślepka do regulacji fabrycznej (x2), smar do pipet, tuleja filtra, wkłady filtra (x10), klucz do pipet.

Firma Eppendorf, a tym samym BIONOVO jako autoryzowany dystrybutor, wprowadziła promocję czasową na pipety w wersji BASIC.

Co odróżnia promocję BASIC od standardowej wersji?

Reference® 2 BASIC – promocja dla użytkowników posiadających końcówki:

W tej wersji dostępna jest pipeta Eppendorf Reference® 2 bez zestawu startowego końcówek. To idealna opcja dla laboratoriów, które już dysponują kompatybilnymi tipsami.

Reference® 2 – ze startowym zestawem końcówek:

Ten wariant zawiera pipetę Eppendorf Reference® 2 wraz z zestawem kompatybilnych końcówek, w przypadku pipet o poj. do 1 ml dołączane są epT.I.P.S.® Box 2.0 z 96 końcówkami do pipet, a do pozostałych pipet:

- o pojemności do 2,5 ml – 10 końcówek 2,5 ml,
- o pojemności 5 ml – 10 końcówek 5 ml,
- o pojemności 10 ml – 10 końcówek 10 ml.

Dane techniczne

Parametr	Pipeta Reference® 2 BASIC										
Pojemność	0,1- 2,5 µl	0,5- 10 µl	2- 20 µl	2- 20 µl	10- 100 µl	20- 200 µl	30- 300 µl	100- 1000 µl	250- 2500 µl	500- 5000 µl	1000- 10000 µl
Rodzaj	mechaniczna										
Typ	jednokanałowa										
Kod barwny	ciemnoszary	szary	jasnoszary	żółty	żółty	żółty	pomarańczowy	niebieski	czerwony	fioletowy	turkusowy
Autoklawowalność	tak										