



Pipety jednokanałowe o zmiennej pojemności HiPette



HiPette to nowoczesne, w pełni autoklawowalne pipety mechaniczne o ergonomicznym kształcie i ultralekkiej konstrukcji. Dzięki szerokiemu zakresowi dozowania od 0,1 µl do 10 ml, funkcji blokady zakresu oraz 4-cyfrowemu wyświetlaczowi objętości, seria zapewnia wyjątkową precyzję i komfort pracy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Krok co	Kod barwny
	D-3025	HiPette	0,1-2,5 µl	0,002 µl	biały
	D-3027	HiPette	0,5-10 µl	0,01 µl	szary
	D-3029	HiPette	2-20 µl	0,02 µl	żółty
	D-3031	HiPette	5-50 µl	0,05 µl	żółty
	D-3032	HiPette	10-100 µl	0,1 µl	żółty
	D-3033	HiPette	20-200 µl	0,2 µl	pomarańczowy
	D-3034	HiPette	30-300 µl	0,2 µl	czerwony
	D-3035	HiPette	100-1000 µl	1 µl	granatowy
	D-3036	HiPette	0,5-5 ml	5 µl	fioletowy
	D-3037	HiPette	1-10 ml	10 µl	niebieski

Opis

Pipety jednokanałowe HiPette DLAB to profesjonalne, mechaniczne pipety jednokanałowe. Zaprojektowano je z myślą o maksymalnym komforcie i precyzji pracy w laboratoriach badawczych, klinicznych i przemysłowych. Dzięki doskonałej ergonomii i ultralekkiemu korpusowi, pipetowanie staje się intuicyjne i niemęczące nawet podczas długotrwałego użytkowania.

Zakres dozowania obejmuje od 0,1 µl do 10 ml. Czyni to serię HiPette niezwykle wszechstronną – zarówno do mikrod dozowania, jak i przenoszenia większych objętości. Precyzyjna regulacja zakresu jest wspomagana przez płynny i lekki

mechanizm nastawczy. Czterocyfrowy wyświetlacz objętości umożliwia szybki i jednoznaczny odczyt ustawionej objętości.

Wbudowana funkcja blokady zakresu zapobiega przypadkowemu przestawieniu objętości, co znacznie minimalizuje ryzyko błędów podczas pipetowania. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów zwiększa odporność pipet na czynniki chemiczne i fizyczne. Umożliwia także **pełną autoklawowalność** czy **sterylizację UV**, zapewniając bezpieczne i higieniczne użytkowanie.

Dodatkowo modele z zakresem **0,1-2,5 µl** wyposażone są w **element filtrujący**, który chroni pipetę przed wnikaniem oparów oraz przed ewentualnym cofaniem się cieczy do wnętrza urządzenia. Wpływa to korzystnie na żywotność tłoka oraz ogranicza ryzyko kontaminacji. Pipety w innych zakresach również charakteryzują się zwiększoną odpornością mechaniczną i chemiczną, a **prosty system kalibracji** umożliwia szybką konserwację i dokładną regulację bez konieczności wysyłki do serwisu.

Pipety jednokanałowe HiPette są kalibrowane z wytycznymi normy **ISO 8655**. Zostały wyprodukowane zgodnie z normami **ISO 9001:2015** i **ISO 13485:2016**.

Dane techniczne

Parametr	Pipety Hipette									
Pojemność	0,1-2,5 µl	0,5-10 µl	2-20 µl	5-50 µl	10-100 µl	20-200 µl	30-300 µl	100-1000 µl	0,5-5 ml	1-10 ml
Krok co	0,002 µl	0,01 µl	0,02 µl	0,05 µl	0,1 µl	0,2 µl	0,2 µl	1 µl	5 µl	10 µl
Kod barwny	biały	szary	żółty	żółty	żółty	pomarańczowy	czerwony	granatowy	fioletowy	niebieski
Wyświetlacz objętości	4-cyfrowy									