



## Igły jednorazowe Sterican - sterylne - z nasadką typu Luer

**B | BRAUN**

Igły jednorazowe Sterican ze stali nierdzewnej, chromowo-niklowej. Pokryte cienką warstwą silikonu, sterylne. Igły oznaczone są kodami barwnymi. Wbudowana nasadka typu Luer z PP. Szlif lancetowaty. Sprzedawane w opakowaniach po 100 sztuk. Zgodne z normami ISO 7864 i DIN 13097.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                     | Typ | Kod barwny    | Średnica x długość | Nr producenta |
|-----------|---------|---------------------------|-----|---------------|--------------------|---------------|
|           | L-5601  | Igły jednorazowe Sterican | G20 | żółty         | 0,90 x 70 mm       | 4665791B      |
|           | L-5602  | Igły jednorazowe Sterican | G23 | niebieski     | 0,60 x 60 mm       | 4665600B      |
|           | L-5603  | Igły jednorazowe Sterican | G18 | różowy        | 1,20 x 50 mm       | 4667123B      |
|           | L-5604  | Igły jednorazowe Sterican | G19 | kość słoniowa | 1,10 x 50 mm       | 4665511B      |
|           | L-5605  | Igły jednorazowe Sterican | G20 | żółty         | 0,90 x 50 mm       | 4667093B      |
|           | L-5606  | Igły jednorazowe Sterican | G21 | zielony       | 0,80 x 50 mm       | 4665503B      |
|           | L-5607  | Igły jednorazowe Sterican | G18 | różowy        | 1,20 x 40 mm       | 4665120B      |
|           | L-5608  | Igły jednorazowe Sterican | G19 | kość słoniowa | 1,10 x 40 mm       | 4665112B      |
|           | L-5611  | Igły jednorazowe Sterican | G19 | kość słoniowa | 1,10 x 40 mm       | 4657799B      |
|           | L-5609  | Igły jednorazowe Sterican | G20 | żółty         | 0,90 x 40 mm       | 4657519B      |
|           | L-5610  | Igły jednorazowe Sterican | G21 | zielony       | 0,80 x 40 mm       | 4657527B      |
|           | L-5612  | Igły jednorazowe Sterican | G25 | pomarańczowy  | 0,50 x 40 mm       | 9186166B      |
|           | L-5613  | Igły jednorazowe Sterican | G27 | szary         | 0,40 x 40 mm       | 9186182B      |
|           | L-5616  | Igły jednorazowe Sterican | G19 | kość słoniowa | 1,10 x 30 mm       | 4665317B      |
|           | L-5614  | Igły jednorazowe Sterican | G22 | czarny        | 0,70 x 30 mm       | 4657624B      |
|           | L-5615  | Igły jednorazowe Sterican | G23 | niebieski     | 0,60 x 30 mm       | 4657640B      |
|           | L-5617  | Igły jednorazowe Sterican | G23 | niebieski     | 0,60 x 25 mm       | 4657667B      |

|                                                                                   |        |                           |     |              |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-----|--------------|--------------|----------|
|  | L-5618 | Igły jednorazowe Sterican | G24 | purpurowy    | 0,55 x 25 mm | 4657675B |
|  | L-5619 | Igły jednorazowe Sterican | G25 | pomarańczowy | 0,50 x 25 mm | 9186158B |
|  | L-5620 | Igły jednorazowe Sterican | G26 | brązowy      | 0,45 x 25 mm | 4657683B |
|  | L-5621 | Igły jednorazowe Sterican | G27 | szary        | 0,40 x 25 mm | 9186174B |
|  | L-5622 | Igły jednorazowe Sterican | G27 | szary        | 0,40 x 20 mm | 4657705B |
|  | L-5623 | Igły jednorazowe Sterican | G25 | pomarańczowy | 0,50 x 16 mm | 4657853B |
|  | L-5624 | Igły jednorazowe Sterican | G26 | brązowy      | 0,45 x 12 mm | 4665457B |
|  | L-5625 | Igły jednorazowe Sterican | G27 | szary        | 0,40 x 12 mm | 4665406B |
|  | L-5626 | Igły jednorazowe Sterican | G30 | żółty        | 0,30 x 12 mm | 4656300B |

## Opis

Igły jednorazowe Sterican wykonane ze stali nierdzewnej, chromowo-niklowej. Pokryte cienką warstwą silikonu, sterylne. Igły mają wbudowane **końcówki Luer** z przezroczystego polipropylenu. Produkty oznaczono kodami barwnymi zgodnymi z normą ISO 6009. Szlif lancetowaty. Dostępne w opakowaniach po 100 sztuk. Wyprodukowane zgodnie z normami ISO 7864 i DIN 13097.

Dodatkowo można dokupić [multi-adaptery](#) z przyłączem Luer i Luer-Lock umożliwiające wygodne i bezpieczne pobieranie próbek krwi probówko-strzykawkami S-Monovette®. Kompatybilne zarówno z igłami Luer, jak i Luer-Lock pozwalając na dopasowanie S-Monovette® do różnych systemów Luer, takich jak stała igła, zawór trójdrożny lub igła motylkowa.