



Fiolki Wheaton ze szkła przezroczystego lub brązowego, z gwintem

WHEATON[®]

Wysokiej jakości fiolki wykonane ze szkła borokrzemowego odpornego na zmiany temperatury. Autoklawowalne. Opakowanie zawiera 2 x 100 fiolek zafoliowanych na tacce, co zabezpiecza je przed zakurzeniem. Brązowe szkło chroni próbki wrażliwe na światło i utrzymuje czystość zawartości.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Śr. x wys.	Śr. gwintu	Szt./Op.
	9-0156	Fiolki WHEATON z gwintem	bezbarny	24 ml	23 x 85 mm	20 mm	200 szt.

Opis

Wysokiej jakości fiolki wykonane ze szkła borokrzemowego odpornego na zmiany temperatury. Autoklawowalne. Opakowanie zawiera 2 x 100 fiolek zafoliowanych na tacce, co zabezpiecza je przed zakurzeniem. Brązowe szkło chroni próbki wrażliwe na światło i utrzymuje czystość zawartości. Dostarczane bez zakrętek gwintowych. Odpowiednie typy zakrętek oraz septy należy zamawiać osobno. Zakrętki gwintowe: Nr-Art. 9-0370 i kolejne lub 9-0360 i kolejne.