



## Fiolki z drobnym gwintem ND18 do magnetycznych zakrętek gwintowanych - 10 i 20 ml

Fiolki z drobnym gwintem. Wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej. Z okrągłym dnem.

| Miniatura                                                                           | Nr-art. | Nazwa                                                           | Pojemność | Kolor     | Śr. x wys.     | Gwint | Szt./Op. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-------|----------|
|    | 7-0840  | Fiolki z drobnym gwintem do magnetycznych zakrętek gwintowanych | 10 ml     | bezbarwny | 22,5 x 46 mm   | ND18  | 100 szt. |
|    | 7-0841  | Fiolki z drobnym gwintem do magnetycznych zakrętek gwintowanych | 10 ml     | orazowe   | 22,5 x 46 mm   | ND18  | 100 szt. |
|    | 7-0842  | Fiolki z drobnym gwintem do magnetycznych zakrętek gwintowanych | 20 ml     | bezbarwny | 22,5 x 75,5 mm | ND18  | 100 szt. |
|  | 7-0843  | Fiolki z drobnym gwintem do magnetycznych zakrętek gwintowanych | 20 ml     | orazowe   | 22,5 x 75,5 mm | ND18  | 100 szt. |

### Opis

Fiolki z drobnym gwintem. Wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej. Z okrągłym dnem.