



Komory do hodowli komórek na szkiełku podstawowym

BIOLOGIX[®]

Komory do hodowli komórek na szkiełku mikroskopowym. Zdemowalne ramki wykonane z PS przytwierdzone do szkiełka podstawowego. Slajdy są odpowiednie do obserwacji przyżyciowych komórek oraz przygotowania preparatów mikroskopowych. Oferujemy cztery rodzaje komór: jedno-, dwu-, cztero- i ośmio-dołkowe, o powierzchni wzrostu od 0,98 cm² do 9,4 cm². Slajdy są sterylne, pakowane po 12 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba dołków	Pow. wzrostu	Pojemność	Stopień czystości	Szt./Op.
	B-4260	Komory do hodowli komórkowej na szkiełku mikroskopowym	1 dołek	9,40 cm ²	5,5 ml	sterylny	12 szt.
	B-4261	Komory do hodowli komórkowej na szkiełku mikroskopowym	2 dołki	4,55 cm ²	2,5 ml	sterylny	12 szt.
	B-4262	Komory do hodowli komórkowej na szkiełku mikroskopowym	4 dołki	2,13 cm ²	1,3 ml	sterylny	12 szt.
	B-4263	Komory do hodowli komórkowej na szkiełku mikroskopowym	8 dołków	0,98 cm ²	0,6 ml	sterylny	12 szt.

Opis

Komory do hodowli komórek na szkiełku mikroskopowym. Górna część komory wykonana z polistyrenu (PS) jest zdejmowalna. Element mocujący komorę do szkiełka wyprodukowano z PP. Dolna część to szkiełko mikroskopowe, podstawowe. Konstrukcja komory i jej zamknięcie ograniczają ryzyko zakażeń krzyżowych. Slajdy można wykorzystać do obserwacji przyżyciowej komórek lub do przygotowania preparatów mikroskopowych. Numerowane dołki ułatwiają identyfikację próbek.

Dostępne są cztery rodzaje komór:

- 1-dołkowa, pow. wzrostu 9,40 cm², obj. robocza 2,5-5,5 ml,
- 2-dołkowa, pow. wzrostu 4,55 cm², obj. robocza 1,2-2,5 ml,
- 4-dołkowa, pow. wzrostu 2,13 cm², obj. robocza 0,5-1,3 ml,
- 8-dołkowa, pow. wzrostu 0,98 cm², obj. robocza 0,2-0,6 ml.

Komory są jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu (EO). Wolne od DNAz, RNAz i ludzkiego DNA. Niepirogenne, niecytotoksyczne, wolne od metali ciężkich. Pakowane po 12 szt.