




Sita komórkowe do probówek o poj. 50 ml



BIOLOGIX[®]

Sita komórkowe zbudowane z polipropylenowej ramki i nylonowej siatki. Pasują do probówek o pojemności 50 ml. Oferujemy sита o średnicy porów 40 µm (fioletowe), 70 µm (pomarańczowe) i 100 µm (zielone). Sterylne, niepirogenne, wolne od metali ciężkich. Pakowane indywidualnie, po 100 szt. w opakowaniu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do probówek	Śr. porów	Kolor	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	B-4271	Sita komórkowe	poj. 50 ml	40 µm	fioletowy	sterylny	pak. ind.	100 szt.
	B-4272	Sita komórkowe	poj. 50 ml	70 µm	pomarańczowy	sterylny	pak. ind.	100 szt.
	B-4273	Sita komórkowe	poj. 50 ml	100 µm	zielony	sterylny	pak. ind.	100 szt.

Opis

Sita komórkowe wykonane z polipropylenowej (PP) ramki i nylonowej siatki. Wyposażone w uchwyt ułatwiający pracę. Sita są dopasowane do probówek o pojemności 50 ml. Sterylizowane promieniowaniem gamma, niepirogenne, wolne od metali ciężkich.

Dostępne są trzy rodzaje sit: o średnicy porów 40 µm (fioletowe), 70 µm (pomarańczowe), 100 µm (zielone).

Sita są pakowane indywidualnie, sprzedawane po 100 szt. w opakowaniu.