



Pipety serologiczne z PS

BIOLOGIX[®]

Pipety serologiczne wyprodukowane z PS. Posiadają wbudowany filtr chroniący przed dostaniem się cieczy do pipetora. Znajdują zastosowanie zarówno w mikrobiologii, hodowli komórek, biotechnologii jak i przemyśle farmaceutycznym. Oferujemy pipety o poj. 1-50 ml z podziałką 0,01-0,5 ml (w zależności od rodzaju), oznaczone kodami barwnymi. Pipety są sterylne, poddane obróbce TC, pakowane indywidualnie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Podziałka	Kod barwny	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	B-4265	Pipety serologiczne z PS1 ml	0,01 ml	0,01 ml	żółty	sterylny	pak. ind.	800 szt.
	B-4266	Pipety serologiczne z PS2 ml	0,02 ml	0,02 ml	zielony	sterylny	pak. ind.	600 szt.
	B-4267	Pipety serologiczne z PS5 ml	0,1 ml	0,1 ml	niebieski	sterylny	pak. ind.	400 szt.
	B-4268	Pipety serologiczne z PS10 ml	0,1 ml	0,1 ml	pomarańczowy	sterylny	pak. ind.	400 szt.
	B-4269	Pipety serologiczne z PS25 ml	0,2 ml	0,2 ml	czerwony	sterylny	pak. ind.	200 szt.
	B-4270	Pipety serologiczne z PS50 ml	0,5 ml	0,5 ml	fioletowy	sterylny	pak. ind.	160 szt.

Opis

Pipety serologiczne wykonane z wysokiej jakości, przezroczystego polistyrenu (PS). Wyposażone w **filtr poliolefinowy** chroniący pipetor przed przypadkowym zalaniem i kontaminacją. Znajdują zastosowanie w mikrobiologii, hodowli komórek, biotechnologii oraz przemyśle farmaceutycznym.

Do wyboru posiadamy sześć rodzajów pipet oznaczonych kodami barwnymi:

- poj. 1 ml, podz. 0,01 ml, żółte,
- poj. 2 ml, podz. 0,02 ml, zielone,
- poj. 5 ml, podz. 0,1 ml, niebieskie,
- poj. 10 ml, podz. 0,1 ml, pomarańczowe,
- poj. 25 ml, podz. 0,2 ml, czerwone,
- poj. 50 ml, podz. 0,5 ml, fioletowe.

Pipety posiadają skalę z numerycznym oznaczeniem rosnąco oraz malejąco, co umożliwi pobranie większej objętości cieczy niż mianowana. Pipety zostały **poddane obróbce TC**, są **sterylne**, wolne od DNAz, RNAz, indywidualnie pakowane.