



Końcówki do pipet z filtrem - niskoretencyjne

BIOLOGIX[®]

Końcówki do pipet, niskoretencyjne z filtrem UHMWPE. Wyprodukowane z (PP). Niskoadhezyjne właściwości końcówek sprawiają, że sprawdzają się one w metodach wymagających wysokiej precyzji. Do wyboru końcówki o pojemności: 10, 20, 50, 100, 200, 300, 1000 µl. Końcówki występują w wersji standardowej i wydłużonej, są sterylne, wolne od DNAz, RNAz i pirogenów. Pasują do pipet jedno- i wielokanałowych znanych marek takich jak: Eppendorf, Gilson, Finnpiptette, Biohit, Brand, oraz Biologix. Sprzedawane w pudełkach (10 x 96 szt.).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	B-4275	Końcówki do pipet z filtrem - Low retention - extra długie - w pudełku	10 µl	sterylny	10 x 96 szt.	960 szt.
	B-4276	Końcówki do pipet z filtrem - Low retention - w pudełku	20 µl	sterylny	10 x 96 szt.	960 szt.
	B-4277	Końcówki do pipet z filtrem - Low retention - w pudełku	50 µl	sterylny	10 x 96 szt.	960 szt.
	B-4278	Końcówki do pipet z filtrem - Low retention - w pudełku	100 µl	sterylny	10 x 96 szt.	960 szt.
	B-4279	Końcówki do pipet z filtrem - Low retention - extra długie - w pudełku	200 µl	sterylny	10 x 96 szt.	960 szt.
	B-4280	Końcówki do pipet z filtrem - Low retention - extra długie - w pudełku	300 µl	sterylny	10 x 96 szt.	960 szt.
	B-4281	Końcówki do pipet z filtrem - Low retention - extra długie - w pudełku	1000 µl	sterylny	10 x 96 szt.	960 szt.

Opis

Końcówki do pipet, **niskoretencyjne**, z hydrofobową powłoką. Końcówki mają wbudowany **filtr UHMWPE o wielkości porów 0,22 µm** ograniczający ryzyko kontaminacji próbki oraz pipety. Wyprodukowane z wysokiej jakości, przezroczystego polipropylenu. Dzięki swoim właściwościom niskoadhezyjnym końcówki sprawdzają się w procesach wymagających niezwykle wysokiej precyzji i wydajności. Znajdują zastosowanie w biologii molekularnej, mikrobiologii, farmacji oraz hodowli komórek.

Oferujemy końcówki o pojemności: 10, 20, 50, 100, 200, 300, 1000 µl. Do wyboru posiadamy końcówki standardowe i ekstra długie. Końcówki są sterylne, wolne od DNAz, RNAz i pirogenów. Dopasowane do pipet jedno- i wielokanałowych znanych producentów takich jak: Eppendorf, Gilson, Thermo Scientific, Biohit, Brand, oraz Biologix (szczegółowe informacje znajdują się w tabeli kompatybilności zamieszczonej w plikach do pobrania). Dostarczane w pudełkach (96 szt./pudełko), 960 szt. w opakowaniu zbiorczym.