



Końcówki do pipet - uniwersalne - w worku

BIOLOGIX[®]

Końcówki do pipet bez filtra, uniwersalne. Wyprodukowane z PP. Końcówki są niesterylne, wolne od DNAz, RNAz i pirogenów. Oferujemy końcówki o pojemnościach 10 µl, 200 µl, 1000 µl oraz 1000 µl – wydłużone. Dopasowane do pipet Biologix, Axygen, Biohit, Brand, Labnet, Eppendorf, Socorex, Thermo Scientific, Gilson. Końcówki są dostarczane w worku, pakowane po 1000 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kod barwny	Stopień czystości	Pakowane
	B-4282	Końcówki do pipet - uniwersalne	10 µl	bezbarny	niesterylne	w worku (1000 sztuk)
	B-4283	Końcówki do pipet - uniwersalne	200 µl	żółty	niesterylne	w worku (1000 sztuk)
	B-4284	Końcówki do pipet - uniwersalne	1000 µl	niebieski	niesterylne	w worku (1000 sztuk)
	B-4285	Końcówki do pipet - uniwersalne - długie	1000 µl	bezbarny	niesterylne	w worku (1000 sztuk)

Opis

Końcówki do pipet, uniwersalne, bez filtra w worku wykonane z PP. Końcówki są niesterylne, wolne od DNAz, RNAz i pirogenów. Dostępne w czterech wariantach różniących się pojemnościami. Końcówki w wersji wydłużonej sprawdzą się zwłaszcza do pipetowania cieczy z głębokich lub wąskich naczyń.

Do wyboru są końcówki o pojemnościach:

- 10 µl – bezbarwne,
- 200 µl – żółte,
- 1000 µl – niebieskie,
- 1000 µl – bezbarwne, wydłużone.

Końcówki pasują do pipet znanych marek m. in. Biologix, Axygen, Biohit, Brand, Labnet, Eppendorf, Socorex, Thermo Scientific, Gilson. Szczegółowe informacje znajdują się w tabeli kompatybilności dostępnej w zakładce „Pliki do pobrania”.