



Statyw karuzelowy do pipet Eppendorf Research[®] 3 neo

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Statyw karuzelowy Pipette Carousel 2 to element systemu przechowywania Eppendorf, który uzupełnia serię pipet Research[®] 3 neo. Jest obrotowy, posiada 6 uchwytów na pipety i gumową stopkę, która gwarantuje jego stabilność oraz ochronę przed rozlanymi cieczami. Statyw jest również kompatybilny z innymi systemami pipet Eppendorf.

Miniatura



Nr-art.

K-5338

Nazwa

Statyw karuzelowy do pipet Research[®] 3 neo

Nr producenta

3116 000.236

Opis

Biały statyw karuzelowy **Pipette Carousel 2** na 6 pipet Eppendorf – pasuje do [pipet z serii Research[®] 3 neo](#), ale również do innych systemów marki. Dodatkowe uchwyty, kompatybilne z innymi pipetami, sprzedawane są oddzielnie.

Stopka statywu ma średnicę 18,5 cm i została wykonana ze specjalnego, gwarantującego stabilność, gumowego tworzywa. Chroni ono również przed rozlanymi cieczami. Statyw można obracać, co pozwala na wygodę korzystania i identyfikowania umieszczonych w nim pipet.