



## Uchwyt do pipety Eppendorf Research® 3 neo

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
**eppendorf**

Uchwyt Pipette Holder 2 został zaprojektowany do przechowywania jednej pipety Eppendorf Research® 3 neo. Może być montowany na statywach Carousel 2, Charger Carousel 2, Stand 2 lub na ścianie, bez potrzeby użycia narzędzi.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa

Nr producenta

### Opis

Biały uchwyt na pipetę **Eppendorf Pipette Holder 2** to funkcjonalny element systemu przechowywania, zaprojektowany z myślą o jednej pipecie [Eppendorf Research® 3 neo](#). Dzięki uniwersalnej konstrukcji jest również kompatybilny z innymi pipetami manualnymi i elektronicznymi marki Eppendorf, w tym z modelami Multipette oraz ich wcześniejszymi wersjami. Uchwyt może być montowany na [statywie karuzelowym 2](#), [ładowarce karuzelowej 2](#), [statywie do pipet 2](#) lub bezpośrednio na ścianie - taśma klejąca znajduje się w zestawie. System nie posiada funkcji ładowania, ale oferuje wygodę użytkownika dzięki wymiennym uchwytom, które można instalować bez użycia narzędzi.