



Pierścienie oznaczeniowe Eppendorf ColorTag

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

ColorTag to silikonowe pierścienie oznaczeniowe przeznaczone do pipet i dozowników Eppendorf. Jako nowość w ofercie, wprowadzane są równocześnie z premierą pipet Research 3 neo. Zestaw zawiera pierścienie w sześciu rozmiarach, każdy dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych. Dzięki możliwości opisu markerem pierścienie pozwalają na indywidualne oznaczenie pipet według użytkownika, zastosowania lub stanowiska pracy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	W zestawie	Nr producenta
	K-5413	Pierścienie oznaczeniowe Eppendorf ColorTag	12 szt.	3102 666.000

Opis

ColorTag to elastyczne pierścienie oznaczeniowe wykonane z silikonu i zaprojektowane z myślą o precyzyjnej organizacji i oznaczaniu pipet. Wprowadzane do oferty jako **nowość równocześnie z pipetami Research 3 neo**, dostępne są w **sześciu rozmiarach i dwunastu kolorach**, co umożliwia szybkie i czytelne rozróżnianie sprzętu. Dzięki możliwości opisu markerem pierścienie pozwalają na indywidualne oznaczenie pipet według użytkownika, zastosowania lub stanowiska pracy, co eliminuje ryzyko pomyłek i ułatwia pracę zespołu. Ich uniwersalna konstrukcja sprawia, że są kompatybilne z innymi modelami pipet i dozowników Eppendorf. **Pierścienie ColorTag są w pełni autoklawowalne i odporne na działanie promieniowania UV oraz nadtlenu wodoru (H₂O₂).**

Standardowe opakowanie zawiera 6 rozmiarów pierścieni, każdy w 2 kolorach (łącznie 12 pierścieni znakujących).

Dostępne są również **inne zestawy pierścieni oznaczeniowych** w różnych rozmiarach i kolorach. W ofercie dostępnych jest 12 kolorów w 6 rozmiarach. Zestawy ColorTag można zobaczyć w pliku Karta katalogowa, dostępnym w zakładce „**Pliki do pobrania**”. W celu przygotowania oferty prosimy o kontakt: oferty@bionovo.pl.