



Blat nastrołowy do pipetowania neoFlex



Blat nastrołowy neoFlex pozwala na regulację wysokości stanowiska laboratoryjnego, poprawiając wygodę pracy. Dzięki temu użytkownik może pracować w optymalnej pozycji, zwiększając precyzję i komfort przy powtarzalnych zadaniach. Rozwiązanie to redukuje zmęczenie i obciążenie mięśniowo-szkieletowe, nawet przy długotrwałej pracy.

Miniatura



Nr-art.

7-0060

Nazwa

Blat nastrołowy neoFlex

Regulacja wysokości

4-40 cm

Opis

Laboratoryjny blat nastrołowy neoFlex to nowoczesne rozwiązanie, które umożliwia płynną regulację wysokości miejsca pracy, niezależnie od standardowej wysokości stołu. Dzięki temu użytkownik może dostosować stanowisko do swojego wzrostu, charakteru wykonywanych czynności oraz osobistych preferencji, co sprzyja wygodzie i prawidłowej postawie. Zapewniając elastyczność w ustawianiu powierzchni roboczej, neoFlex poprawia efektywność pracy. To szczególnie praktyczne w zadaniach wymagających precyzyjnej obsługi cieczy, znacznie usprawniając codzienną pracę w laboratorium. Dzięki temu neoFlex pozwala także zachować wysoką dokładność i powtarzalność ruchów, nawet podczas długotrwałej pracy laboratoryjnej.

Blat nastrołowy neoFlex posiada solidną **konstrukcję o szerokości 79 cm, głębokości 54 cm i wysokości regulowanej w zakresie 4 do 40 cm**, co zapewnia stabilne i bezpieczne użytkowanie. **Całkowita waga blatu wynosi 10,5 kg**. Jest przystosowany do obciążenia **do 10 kg**, co pozwala na ustawienie niezbędnego sprzętu laboratoryjnego bez ryzyka destabilizacji.

Dane techniczne

Parametr	Blat laboratoryjny neoFlex
Kolor	biały
Sterylny	nie

Parametr	Blat laboratoryjny neoFlex
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	79 x 40 x 54 cm
Waga	10,5 kg
Maksymalny udźwig	10 kg