



Magnes do wyjmowania dipoli neoChoice

FOR MY LAB
neoLab[®]

Uchwyt magnetyczny neoChoice do utrzymywania dipoli w naczyniu laboratoryjnym. Zapobiega ich wypadaniu podczas przelewania oraz ułatwia bezpieczne usuwanie po zakończeniu pracy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość	Kolor
	6-1179	Magnes do wyjmowania dipoli	8 cm	niebieski

Opis

Magnes do wyjmowania dipoli neoChoice to praktyczne akcesorium laboratoryjne wykonane z polistyrenu (PS) w kolorze niebieskim. Umożliwia stabilne utrzymanie mieszadełek magnetycznych o **długości do 80 mm** przy ścianie naczynia, zapobiegając ich przypadkowemu wypadnięciu podczas przelewania cieczy i minimalizując ryzyko wylania cieczy. Po opróżnieniu naczynia magnes można łatwo i bezpiecznie wyjąć.

Produkt ma **długość 8 cm, nie jest sterylny**. Dzięki łatwej obsłudze i prostemu czyszczeniu uchwyt magnetyczny stanowi wygodne wyposażenie laboratorium.

Dane techniczne

Parametr	Magnes do wyjmowania dipoli neoChoice
Kolor	niebieski
Materiał	polistyren (PS)
Sterylny	nie
Długość	8 cm