

Płytki do PCR - 96-dołkowe



BIOLOGIX[®]

Płytki 96-dołkowe z PP do reakcji PCR. Pojemność każdego dołka wynosi 0,2 ml. Dostępne płytki typu unskirted oraz semi-skirted, w wersji białej i bezbarwnej. Odporne na temp. od -20°C do 100°C i wirowanie przy 6000 x g. Kodowane alfanumerycznie, niesterylne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba dołków	Typ	Poj. dołka	Kolor	Stopień czystości	Szt./Op.
	B-4289	Płytki do PCR	96 dołków	unskirted	0,2 ml	bezbarwny	niesterylne	100 szt.
	B-4290	Płytki do PCR	96 dołków	unskirted	0,2 ml	biały	niesterylne	100 szt.
	B-4291	Płytki do PCR	96 dołków	semi-skirted	0,2 ml	bezbarwny	niesterylne	100 szt.

Opis

Płytki 96-dołkowe, wykonane z polipropylenu (PP), przeznaczone do reakcji PCR. **Pojemność pojedynczego dołka wynosi 0,2 ml.** Niezwykle cienkie ścianki płytki umożliwiają szybką wymianę ciepła pomiędzy próbką a termocyklerem.

Do wyboru płytki typu **unskirted** (bez kołnierza) oraz **semi-skirted** (z półkołnierzem). Płytki bez kołnierza można w razie potrzeby pociąć na części. Semi-skirted dzięki obecności tzw. „półkołnierza” charakteryzują się większą sztywnością i stabilnością.

Płytki są odporne na temp. od -20°C do 100°C i wirowanie przy 6000 x g. Pasują do większości standardowych termocyklerów. Oferujemy płytki białe (B-4290) oraz bezbarwne (B-4289, B-4291). Kodowane alfanumerycznie. Niesterylne, wolne od DNA-z, RNA-z i endotoksyn.