



Płytki Deepwell BioBased 96-dołkowe

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Płytki Deepwell BioBased firmy Eppendorf mają 96 dołków o pojemności 2000 µl na dołek. Płytki są wykonane w ≥95% z biopolimeru, dzięki czemu znacząco redukują ślad węglowy. Spełniają rygorystyczne normy czystości PCR Clean + Protein-free, zapewniając bezpieczeństwo nawet w najbardziej wymagających aplikacjach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba dołków	Poj. dołka	Kolor	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	K-8875	Płytki Deepwell BioBased	96 dołków	2000 µl	biały	PCR Clean + Protein-free	5 x 4 szt.	20 szt.	0030 501.012
	K-8876	Płytki Deepwell BioBased	96 dołków	2000 µl	zielony	PCR Clean + Protein-free	5 x 4 szt.	20 szt.	0030 501.020

Opis

Płytki Eppendorf Deepwell BioBased to nowoczesne rozwiązanie dla laboratoriów, które stawiają na wysoką jakość pracy i odpowiedzialność środowiskową.

Wykonane w **co najmniej 95% z biopolimeru**, pozwalają znacząco ograniczyć ślad węglowy. Każda płytka ma **format 96-dołkowy, z pojemnością 2000 µl na dołek**. Płytki spełniają rygorystyczny **standard czystości PCR Clean + Protein-free**, co oznacza, że są całkowicie wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA, inhibitorów reakcji PCR oraz białek i gwarantują bezpieczeństwo nawet w najbardziej wymagających aplikacjach molekularnych.

Produkcja płytek odbywa się w certyfikowanym zakładzie Eppendorf ISCC Plus w Niemczech, a obecność oznaczenia ACT label potwierdza zgodność produktu z zasadami zrównoważonego rozwoju. Każda płytka posiada **laserowo wygrawerowany numer partii i datę ważności**. Zoptymalizowana **geometria dołka RecoverMax[®]** zapewnia maksymalny odzysk próbki i doskonałe właściwości mieszania, a **matryca OptiTrack[®]** umożliwia szybsze wyszukiwanie próbek i ogranicza błędy pipetowania. Płytki charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną i mechaniczną, mogą być **sterylizowane w autoklawie (121°C, 20 min)**, nie zawierają **plastyfikatorów, biocydów ani środków antyadhezyjnych**. Dzięki **technologii g-Safe[®]** są odporne na wirowanie do 6000 x g.

Płytki pakowane są w zestawy po 4 sztuki, a jedno opakowanie zawiera łącznie 20 płytek. Dostępne są dwa warianty ramek – biała oraz zielona – co ułatwia wizualne rozróżnianie podczas pracy i wspiera organizację procesów laboratoryjnych.