

## Statyw na kuwety - 24-miejscowy



Statyw wyprodukowany z tworzywa ABS w kolorze białym. Posiada 24 numerowane miejsca dopasowane do kuwet spektrofotometrycznych. Wymiary statywu: 250 x 54 x 37 mm.

Miniatura



Nr-art.

B-2467

Nazwa

Statyw z ABS na kuwety

Liczba miejsc

24 miejsca

### Opis

Statyw wykonany z tworzywa ABS, biały. Dopasowany do kuwet spektrofotometrycznych, 24-miejscowy. Otwory statywu są numerowane, co ułatwia identyfikację próbki. Wymiary statywu wynoszą 250 x 54 x 37 mm.