



Butle laboratoryjne z HDPE z atestem UN - o poj. 50 ml - 4 l



Czworokątne butle z szeroką szyją ułatwiającą napełnianie oraz mycie. Do poboru prób, transportu, a także do przechowywania gęstych substancji (past, granulatów, proszków itp.). Kwadratowe wgłębienie na ściankach umożliwia naklejenie etykiety. **Atest UN** dla ciał stałych oprócz poj. nominalnych 50 ml i 350 ml. Butelki dostarczane **bez zakrętek**.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Gwint	Nr atestu
	B-3373	Butla kwadratowa z HDPE, poj. 50 ml, kolor biały	36 x 36 x 88,5 mm	GL28	-
	B-3374	Butla kwadratowa z HDPE, poj. 100 ml, kolor mleczny	45 x 45 x 101 mm	GL32	UN 3H1/X0.3/S
	B-3375	Butla kwadratowa z HDPE, poj. 100 ml, kolor biały	45 x 45 x 101 mm	GL32	UN 3H1/X0.3/S
	B-3376	Butla kwadratowa z HDPE, poj. 250 ml, kolor mleczny	59 x 59 x 128,5 mm	GL45	UN 3H1/X0.8/S
	B-3377	Butla kwadratowa z HDPE, poj. 250 ml, kolor biały	59 x 59 x 128,5 mm	GL45	UN 3H1/X0.8/S
	B-3378	Butla kwadratowa z HDPE, poj. 500 ml, kolor mleczny	75 x 75 x 161 mm	GL54	UN 3H1/X1.5/S
	B-3379	Butla kwadratowa z HDPE, poj. 500 ml, kolor biały	75 x 75 x 162 mm	GL54	UN 3H1/X1.5/S
	B-3380	Butla kwadratowa z HDPE, poj. 750 ml, kolor biały	83 x 83 x 188 mm	GL54	UN 3H1/X2.5/S
	B-3381	Butla kwadratowa z HDPE, poj. 1000 ml, kolor biały	85 x 85 x 214 mm	GL54	UN 3H1/X2.5/S
	B-3382	Butla kwadratowa z HDPE, poj. 1500 ml, kolor biały	108 x 108 x 209 mm	GL80	UN 3H1/X4/S
	B-3383	Butla kwadratowa z HDPE, poj. 2500 ml, kolor biały	122 x 122 x 260 mm	GL80	UN 3H1/X5/S
	B-3384	Butla kwadratowa z HDPE, poj. 4000 ml, kolor mleczny	142 x 142 x 294 mm	GL80	UN 3H1/X5.5/S
	B-3385	Butla kwadratowa z HDPE, poj. 4000 ml, kolor biały	142 x 142 x 294 mm	GL80	UN 3H1/X5.5/S

Opis

Czworokątne butle z szeroką szyją ułatwiającą napełnianie oraz mycie. Do poboru prób, transportu, a także do

przechowywania gęstych substancji (past, granulatów, proszków itp.). Kwadratowe wgłębienie na ściankach umożliwia naklejenie etykiety opisującej zawartość. Zakrętki do butli należy zamawiać osobno – nr art. [B-3386 do B-3417](#).

Uwaga: Atest UN tylko dla ciał stałych (proszek i granulaty) oprócz pojemności nominalnych 50 ml i 350 ml. Certyfikat jest ważny wyłącznie przy zamówieniu butli wraz z odpowiednią zakrętką.