



Kriopudełka kartonowe na próbki

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Kriopudełka kartonowe to lekkie, wodoodporne pojemniki do przechowywania próbek w temperaturach od -86°C do 4°C. Dostępne w trzech wysokościach: 53, 76 i 102 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wysokość	Kolor
	K-0760	Kriopudełko kartonowe	53 mm	biały
	K-0761	Kriopudełko kartonowe	76 mm	biały
	K-0762	Kriopudełko kartonowe	102 mm	biały

Opis

Kriopudełka kartonowe to lekkie, wodoodporne pojemniki przeznaczone do przechowywania próbek **w temperaturach od -86°C do 4°C**. Wykonane z powlekanej tektury, zapewniają trwałość i odporność na wilgoć w warunkach chłodniczych i zamrażarkowych. Mają **wymiary 133 x 133 mm** i dostępne są w trzech **wysokościach**:

- **53 mm,**
- **76 mm,**
- **102 mm.**

Dzięki kompaktowej formie pasują do większości systemów przechowywania, a biały kolor umożliwia łatwe opisywanie. Idealne do próbek wymagających bezpiecznego przechowywania w kontrolowanych warunkach temperaturowych. W ofercie dostępne są również [wkłady do pudełek marki Eppendorf](#).