



## Wkłady do kriopudełek kartonowych Eppendorf

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
**eppendorf**

Białe tekturowe wkłady do kriopudełek o wymiarach 133 × 133 mm, dostępne w konfiguracjach od 7 × 7 do 10 × 10 i dwóch wariantach wysokości, przeznaczone do przechowywania próbek w temperaturach od -86°C do 4°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rzędy	Do próbek	Wysokość	Szt./Op.	Nr producenta
	K-0763	Wkłady na próbówki	7 x 7	o śr. 17 mm	30 mm	10 szt.	6001 505.710
	K-0764	Wkłady na próbówki	7 x 7	o śr. 17 mm	65 mm	10 szt.	6001 507.710
	K-0765	Wkłady na próbówki	8 x 8	o śr. 15 mm	30 mm	10 szt.	6001 505.810
	K-0766	Wkłady na próbówki	8 x 8	o śr. 15 mm	65 mm	10 szt.	6001 507.810
	K-0767	Wkłady na próbówki	9 x 9	o śr. 13 mm	30 mm	10 szt.	6001 505.920
	K-0768	Wkłady na próbówki	9 x 9	o śr. 13 mm	65 mm	10 szt.	6001 507.920
	K-0769	Wkłady na próbówki	10 x 10	o śr. 11,8 mm	30 mm	10 szt.	6001 505.120
	K-0770	Wkłady na próbówki	10 x 10	o śr. 11,8 mm	65 mm	10 szt.	6001 507.120

### Opis

Wkłady do kriopudełek wykonane z trwałej, odpornej na niskie temperatury tektury, idealne do organizacji i przechowywania próbek biologicznych w warunkach od -86°C do 4°C. Każdy wkład ma wymiary 133 × 133 mm i pasuje do kriopudełek o wysokości 53 mm, 76 mm oraz 102 mm.

Dostępne konfiguracje:

- **7 × 7** - na 49 próbek, maks. średnica próbek 17 mm
- **8 × 8** - na 64 próbki, maks. średnica próbek 15 mm
- **9 × 9** - na 81 próbek, maks. średnica próbek 13 mm
- **10 × 10** - na 100 próbek, maks. średnica próbek 11,8 mm

Każdy zestaw zawiera 10 sztuk wkładów w kolorze białym, dostępnych w dwóch wariantach wysokości: **30 mm** i **65 mm**, co

pozwała na dopasowanie do różnych typów probówek i kriopudełek. Wkłady zapewniają uporządkowane i bezpieczne przechowywanie próbek w laboratoriach, bankach komórek, placówkach medycznych i badawczych.

Wkłady pasują do [kartonowych kriopudełek na probówki](#).