



Fiolki szklane z białą nakrętką

Wykonane z przezroczystego szkła sodowo-wapniowego. Z nakrętką gwintową z Hostalenu® (HDPE). Do bezpiecznego przechowywania. Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wys. x śr.	Śr. szyjki	Szt./Op.
	L-0322	Fiolki z nakrętką	5 ml	41 x 20 mm	18 mm	100 szt.
	L-0320	Fiolki z nakrętką	10 ml	55 x 20 mm	18 mm	100 szt.
	L-0321	Fiolki z nakrętką	15 ml	45 x 27 mm	25 mm	100 szt.
	L-0323	Fiolki z nakrętką	20 ml	50 x 27 mm	25 mm	100 szt.
	L-0318	Fiolki z nakrętką	30 ml	75 x 27 mm	25 mm	100 szt.
	L-0319	Fiolki z nakrętką	50 ml	90 x 30 mm	25 mm	100 szt.

Opis

Wykonane z przezroczystego szkła. Z nakrętką gwintową z Hostalenu® (HDPE). Do bezpiecznego przechowywania. Opakowanie zawiera 100 sztuk.