



Masterclear[®] Film do PCR

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Folia Masterclear[®] do real-time PCR zapewnia transmisję światła > 90% w zakresie 350–750 nm, gwarantując precyzyjny odczyt fluorescencji. Idealna do aplikacji qPCR i pomiarów optycznych. Samoprzylepna, PCR clean, dostępna w opakowaniu 100 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.	Stopień czystości	Nr producenta
	K-9200	Masterclear [®] Film	100 szt.	PCR Clean	0030 132.947

Opis

Masterclear[®] real-time PCR Film to wysokiej jakości folia uszczelniająca zaprojektowana specjalnie do zastosowań w real-time PCR i analizach fluorescencyjnych. Dzięki zoptymalizowanej przepuszczalności światła (>90% w zakresie 350–750 nm) zapewnia maksymalną efektywność wzbudzenia barwników fluorescencyjnych oraz precyzyjny odczyt emisji.

Folia jest samoprzylepna, łatwa w aplikacji i kompatybilna z płytkami 96-dołkowymi. Spełnia standard PCR clean, co gwarantuje brak DNaz, RNaz i endotoksyn. Doskonale sprawdza się w aplikacjach wymagających wysokiej czystości i niezawodnego uszczelnienia.

Produkt dostępny w opakowaniu zawierającym **100 sztuk**.