




Folia uszczelniająca Eppendorf

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Samoprzylepna folia aluminiowa Eppendorf Storage Foil do uszczelniania próbek w płytkach 96-dołkowych. PCR clean, opakowanie 100 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.	Stopień czystości	Nr producenta
	K-9201	Folia uszczelniająca Eppendorf	100 szt.	PCR Clean	0030 127.889

Opis

Eppendorf Storage Foil to wysokiej jakości samoprzylepna folia aluminiowa przeznaczona do krótkoterminowego przechowywania próbek w płytkach mikrotitracyjnych. Dzięki swojej strukturze zapewnia szczelne zamknięcie i skuteczną ochronę przed parowaniem, światłem oraz przypadkowym przekłuciem.

Folia jest **kompatybilna z płytkami 96-dołkowymi**, łatwa w aplikacji i spełnia **standard PCR clean - wolna od DNaz, RNaz i endotoksyn**. Idealna do zabezpieczania próbek wrażliwych na światło oraz do przechowywania w warunkach laboratoryjnych.