



## Maty uszczelniające do płytek DeepWell 96

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
**eppendorf**

Wielorazowa, autoklawowalna mata uszczelniająca Eppendorf do płytek DeepWell (DWP 96). PCR clean, idealna do krótkoterminowego przechowywania próbek. Opakowanie zawiera 50 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-9202	Maty uszczelniające do płytek DWP 96	PCR Clean	0030 127.960	50 szt.
	K-9203	Maty uszczelniające do płytek DWP 96	PCR Clean	0030 127.978	50 szt.

### Opis

**Eppendorf Sealing Mat** to wysokiej jakości mata uszczelniająca **przeznaczona do płytek głębokodołkowych DeepWell (DWP 96)**. Wykonana z trwałego, elastycznego materiału, spełniającego standard PCR clean, zapewnia bezpieczne i szczelne zamknięcie próbek w warunkach laboratoryjnych.

Maty są **wielorazowego użytku i mogą być autoklawowane**, co czyni je ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem do krótkoterminowego przechowywania próbek. Doskonale dopasowują się do płytek, chroniąc zawartość przed parowaniem, zanieczyszczeniami i przypadkowym rozlaniem.

Dostępne w 2 wariantach:

- **Sealing Mat 96/2000** - do płytek DeepWell 96/2000 (o poj. 2000 µl),
- **Sealing Mat 96/1000** - kompatybilna z DeepWell 96/1000 i DeepWell 96/500 (o poj. 500 lub 1000 µl).

Opakowanie zawiera: **50 sztuk (5 torebek × 10 szt.)**