



Pokrywka do płytek mikrolitrowych i płytek Deepwell

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Pokrywka Eppendorf Plates[®] Lid do płytek mikrolitrowych i DeepWell (MTP i DWP). Stabilna, elastyczna osłona do krótkoterminowego przechowywania próbek. Płytki oznaczone są stopniem czystości PCR clean, a opakowanie zawiera 80 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-9204	Pokrywka do płytek Eppendorf	PCR Clean	0030 131.517	80 szt.

Opis

Pokrywka do płytek mikrolitrowych i płytek Deepwell marki Eppendorf jest przeznaczona do płytek mikrotitracyjnych MTP oraz głębokodołkowych DWP. Zapewnia stabilne i elastyczne zamknięcie próbek, chroniąc je podczas krótkoterminowego przechowywania. Wykonana z materiału spełniającego standard **PCR clean**, gwarantuje czystość i bezpieczeństwo pracy laboratoryjnej.

Pokrywka jest łatwa w użyciu, dobrze dopasowuje się do płytek i stanowi skuteczną barierę przed zanieczyszczeniami, parowaniem oraz przypadkowym rozlaniem. Idealna do codziennego użytku w laboratoriach badawczych, diagnostycznych i przemysłowych.

Opakowanie zawiera **80 sztuk płytek (5 torebek × 16 szt.)**.