



Butelki iniekcyjne

Butelki iniekcyjne wysokiej jakości. Wykonane z brązowego lub przezroczystego szkła, I klasa hydrolityczna. Butelki nie są sterylne. Sprzedawane bez zamknięcia, odpowiednie kapsle bądź zatyczki należy zakupić oddzielnie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Wys. x śr.	Szt./Op.
	B-1399	Butelki iniekcyjne	6 ml	przezroczyste	40 x 22 mm	186 szt.
	B-1400	Butelki iniekcyjne	6 ml	brązowy	40 x 22 mm	186 szt.
	B-1401	Butelki iniekcyjne	8 ml	przezroczyste	45 x 22 mm	50 szt.
	B-1402	Butelki iniekcyjne	8 ml	brązowy	47 x 23 mm	50 szt.
	B-1403	Butelki iniekcyjne	12 ml	przezroczyste	53 x 25 mm	50 szt.
	B-1404	Butelki iniekcyjne	12 ml	brązowy	53 x 25 mm	50 szt.
	B-1405	Butelki iniekcyjne	20 ml	przezroczyste	58 x 32 mm	252 szt.
	B-1406	Butelki iniekcyjne	20 ml	brązowy	58 x 32 mm	252 szt.
	B-1407	Butelki iniekcyjne	50 ml	przezroczyste	73 x 42 mm	90 szt.
	B-1408	Butelki iniekcyjne	50 ml	brązowy	73 x 42 mm	130 szt.
	B-1409	Butelki iniekcyjne	100 ml	przezroczyste	94 x 51 mm	88 szt.
	B-1410	Butelki iniekcyjne	100 ml	brązowy	94 x 51 mm	88 szt.

Opis

Butelki iniekcyjne wysokiej jakości. Wykonane z brązowego lub przezroczystego szkła, I klasa hydrolityczna (według ISO 719 lub DIN 12111). Butelki nie są sterylne. Grubość ścianki: ok. 2 mm. Posiadają zaokrąglony otwór o średnicy zewnętrznej: 20 mm.

Uwaga: Butelki sprzedawane bez zamknięcia, kapsle bądź zatyczki należy zakupić oddzielnie. Odpowiednie zakrętki to: zatyczki gumowe (zatyczki iniekcyjne), korki i kapsle (zakrętki Crimp).

W ofercie posiadamy również [butelki iniekcyjne wykonane z PP](#).