



Probówki Eppendorf Safe-Lock BioBased - Eppendorf Quality, PCR Clean

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Probówki Safe-Lock BioBased dostępne są w pojemnościach 0,5 ml, 1,5 ml oraz 2,0 ml, pakowane po 500 lub 1000 sztuk, w stopniach czystości Eppendorf Quality i PCR Clean. Zastosowana technologia g-Safe[®] zapewnia im odporność na wirowanie do 30 000 × g. Charakteryzują się wysoką odpornością termiczną (od -86°C do 100°C). Można je autoklawować w temperaturze 121°C przez 20 minut. Probówki wykonane są z biopolipropylenu, który pomaga ograniczać ślad węglowy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Nr producenta	Pakowane	Szt./Op.
	K-7472	Probówki Eppendorf Safe-Lock BioBased	0,5 ml	Eppendorf Quality	0030 123.042	1 × 500 szt.	500 szt.
	K-7473	Probówki Eppendorf Safe-Lock BioBased	0,5 ml	PCR Clean	0030 123.069	1 × 500 szt.	500 szt.
	K-7474	Probówki Eppendorf Safe-Lock BioBased	1,5 ml	Eppendorf Quality	0030 123.085	2 × 500 szt.	1000 szt.
	K-7475	Probówki Eppendorf Safe-Lock BioBased	1,5 ml	PCR Clean	0030 123.140	2 × 500 szt.	1000 szt.
	K-7476	Probówki Eppendorf Safe-Lock BioBased	2,0 ml	Eppendorf Quality	0030 123.166	2 × 500 szt.	1000 szt.
	K-7477	Probówki Eppendorf Safe-Lock BioBased	2,0 ml	PCR Clean	0030 123.182	2 × 500 szt.	1000 szt.

Opis

Probówki Eppendorf Safe-Lock BioBased to wysokiej jakości probówki laboratoryjne **wykonane z polipropylenu pochodzenia biologicznego (BioBased)**, powstającego z odnawialnych surowców wtórnych drugiej generacji, co wspiera działania laboratoriów w zakresie ograniczania śladu węglowego. **Dostępne są w pojemnościach 0,5 ml, 1,5 ml i 2,0 ml, w opakowaniach po 500 lub 1000 sztuk**, w stopniach czystości:

- **Eppendorf Quality** – standardowy stopień czystości gwarantujący łatwość i niezawodność stosowania,
- **PCR Clean** – wolne od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR; polecane szczególnie do izolacji kwasów nukleinowych, analizy wrażliwych próbek kwasów nukleinowych (PCR, qPCR, mikromacierze).

Probówki posiadają certyfikaty ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification) oraz ACT (Accountability, Consistency, and Transparency) przyznawany przez My Green Lab[®]. Każda partia w stopniu czystości PCR Clean jest dodatkowo certyfikowana przez niezależne laboratorium.

Dzięki technologii g-Safe[®], probówki Safe-Lock BioBased są **odporne na wirowanie do 30 000 x g**.

Pokrywa mocowana na zawiasie **Eppendorf Safe-Lock zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem** w trakcie inkubacji lub przechowywania, a jej skuteczne uszczelnienie minimalizuje parowanie przy przechowywaniu długoterminowym. **Matowa pokrywa i powierzchnia boczna umożliwiają łatwe opisywanie próbek.**

Probówki nie zawierają środków poślizgowych, plastyfikatorów ani biocydów, dzięki czemu **nie wpływają na wyniki analiz biologicznych**. Wykazują wysoką odporność chemiczną i mechaniczną oraz zachowują funkcjonalność w zakresie temperatur od -86°C do 100°C. **Można je autoklawować (121°C przez 20 minut).**