




## Zakrętki z PP - niebieskie - GL45

FOR MY LAB  
**neoLab**<sup>®</sup>

Zakrętki wykonane z polipropylenu w kolorze niebieskim. Pasują do butelek z gwintem GL45. Sprzedawane bez pierścieni wylewowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Gwint	Kolor	Szt./Op.
	B-0299	Zakrętka z PP do butelek	GL45	niebieski	1 szt.

### Opis

Zakrętki w kolorze niebieskim wykonane z polipropylenu. Dopasowane do butelek z gwintem GL45.

Dodatkowo można dokupić [pierścienie wylewowe](#).