




Pudełka kartonowe na odpady - poj. 47 l

Pudełka do utylizacji odpadów wyposażone w worki. Pojemność kartonu wynosi 47 l, maksymalny udźwig 12,5 kg. Pudełka są jednorazowe, w kolorze białym z żółtymi oznaczeniami. Wymiary po złożeniu: 39,5 x 40 x 29 cm. Sprzedawane w opakowaniach po 10 szt. Zgodne z normami UN 3291 i NFX 30-507.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wymiary	Maks. obciążenie	Szt./Op.
	OND-ANDAP50	Pudełka kartonowe na odpady47 l		39,5 x 40 x 29 cm	12,5 kg	10 szt.

Opis

Pudełka na odpady zakaźne Biohazard o pojemności **47 l**, w kolorze białym, z żółtymi oznaczeniami i żółtym workiem w środku. **Maksymalny udźwig wynosi 12,5 kg**. Kartony są przeznaczone do jednorazowego użytku. Wymiary pudełki po złożeniu wynoszą 39,5 x 40 x 29 cm. Pakowane po 10 sztuk. **Zgodne z normami UN 3291 i NFX 30-507**. Nie nadają się do utylizacji ostrych przedmiotów i płynów.