



Pipety automatyczne jednokanałowe neoPette

FOR MY LAB
neoLab[®]

Jednokanałowe pipety niemieckiej firmy neoLab o nowoczesnym designie i dużej precyzji. Dostępne w zakresie pomiarowym od 0,5 do 10000 µl. Posiadają bezstopniowe cyfrowe ustawianie objętości, a także oznaczenie objętości maksymalnej na uchwycie, co ułatwia identyfikację pipety.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Krok co
	7-2130	Pipeta automatyczna jednokanałowa neoPette	0,5-10 µl	0,01 µl
	7-2131	Pipeta automatyczna jednokanałowa neoPette	2-20 µl	0,02 µl
	7-2132	Pipeta automatyczna jednokanałowa neoPette	10-100 µl	0,1 µl
	7-2133	Pipeta automatyczna jednokanałowa neoPette	20-200 µl	0,2 µl
	7-2134	Pipeta automatyczna jednokanałowa neoPette	100-1000 µl	1 µl
	7-2135	Pipeta automatyczna jednokanałowa neoPette	500-5000 µl	5 µl
	7-2136	Pipeta automatyczna jednokanałowa neoPette	1000-10000 µl	10 µl

Opis

Jednokanałowe pipety niemieckiej firmy neoLab o nowoczesnym designie i dużej precyzji. Dostępne w zakresie pomiarowym od 0,5 do 10000 µl. Posiadają bezstopniowe cyfrowe ustawianie objętości, a także oznaczenie objętości maksymalnej na uchwycie, co ułatwia identyfikację pipety.

Pipety mogą być powtórnie kalibrowane bezpośrednio w laboratorium dzięki funkcji Easy Calibration. Wszystkie modele posiadają wyrzutnik końcówek. Są w całości autoklawowalne w temp. 121°C.

Zgodne z normą DIN EN ISO 8655-6. Dostarczane wraz z certyfikatem zgodności.