



Łaźnia wodna Precision™ GP 10

thermo**scientific**

Cyfrowa łaźnia wodna Precision™ GP 10 firmy Thermo Scientific™ o pojemności 10 l, z pokrywą. Umożliwia grzanie w zakresie: od temp. pokojowej do 100°C. Wyposażona w timer pozwalający na automatyczne włączanie i wyłączanie funkcji grzania w określonym czasie. Urządzenie zapamiętuje do 4 wybranych programów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wym. robocze	Wym. zewnętrzne
	L-2103	Łaźnia wodna Precision™ GP10	10 l	301 x 330 x 150 mm	393 x 383 x 233 mm

Opis

Cyfrowa łaźnia wodna Precision™ GP firmy Thermo Scientific™ przystosowana do utrzymywania temperatury w zakresie **od temp. pokojowej do 100°C** (stabilność temp. $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$, jednorodność $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$). Urządzenie wyposażono w system zapobiegający niekontrolowanemu wzrostowi temperatury oraz alarmem informującym o niskim poziomie płynu. Łaźnia posiada **timer umożliwiający ustawienie grzania w określonym czasie**. Istnieje także możliwość zapisania 4 wybranych programów.

Urządzenie dostarczane jest z pokrywą. Łaźnia posiada odpływ, do którego można podłączyć węża w celu opróżnienia jej z wody.

Zewnętrzna obudowa łaźni jest pokryta proszkowo żywicą epoksydową, która zwiększa jej trwałość i odporność na działanie związków chemicznych i korozję.

Pojemność łaźni wynosi 10 l. Wymiary robocze: 330 x 301 x 150 mm, zewnętrzne: 393 x 383 x 233 mm. Moc urządzenia 800 W.

Akcesoria do łaźni wodnej widoczne w zakładce: „Pliki do pobrania” dostępne na zapytanie.

Dane techniczne

Parametr	GP 10
Pojemność	10 l

Parametr	GP 10
Zakres temperatury	temp. pokoj. - 100°C
Stabilność temperatury	±0,1°C
Równomierny rozkład temperatury	±0,2°C
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	383 x 393 x 233 mm
Przestrzeń robocza (szer. x gł. x wys.)	330 x 301 x 150 mm
Waga	7,5 kg
Zasilanie	200-230 V/50-60 Hz
Moc	800 W