



Zestawy startowe pipet neoPette



Zestawy startowe neoPette dostępne w 2 wersjach. Zawierają po 3 pipety oraz po jednym pudełku odpowiednich końcówek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ
	A-0001	Zestaw startowy pipet	neoPette Starter Set 1
	A-0002	Zestaw startowy pipet	neoPette Starter Set 2

Opis

Zestawy startowe neoPette dostępne w 2 wersjach. Zawierają po 3 pipety oraz po jednym pudełku odpowiednich końcówek.

Jednokanałowe pipety niemieckiej firmy neoLab o nowoczesnym designie i dużej precyzji. Dostępne w zakresie pomiarowym od 0,5 do 10000 μ l. Posiadają bezstopniowe cyfrowe ustawianie objętości, a także oznaczenie objętości maksymalnej na uchwycie, co ułatwia identyfikację pipety.

Pipety mogą być powtórnie kalibrowane bezpośrednio w laboratorium dzięki funkcji Easy Calibration. Wszystkie modele posiadają wyrzutnik końcówek. Są w całości autoklawowalne w temp. 121°C.

Są kompatybilne z końcówkami firmy Brand.

Zgodne z normą DIN EN ISO 8655-6. Dostarczane wraz z certyfikatem zgodności.

Nr-Art.	Wersja	Zawartość
A-0001	neoPette Starter Set 1	- 3 x pipeta jednokanałowa (0,5-10 μl / 10-100 μl / 100-1000 μl) - 3 x pudełko końcówek - 96 szt. (0,2-10 μl / 2-200 μl / 100-1000 μl)
A-0002	neoPette Starter Set 2	- 3 x pipeta jednokanałowa (2-20 μl / 20-200 μl / 100-1000 μl) - 2 x pudełko końcówek - 96 szt. (2-200 μl / 100-1000 μl)