







## Pipety elektroniczne jednokanałowe neoPette<sup>®</sup>

FOR MY LAB  
**neoLab**<sup>®</sup>

Najnowsze pipety elektroniczne firmy neoLab z serii neoPette<sup>®</sup> zapewniają wysoki komfort i ergonomię pracy. Obsługa pipet jest prosta i intuicyjna. Pipety mogą być autoklawowane w temp. 121°C. W dostawie zawarty jest adapter ładujący i statyw do umocowania na regale.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Krok co
	7-2140	Pipeta elektroniczna jednokanałowa neoPette <sup>®</sup>	0,5-10 µl	0,01 µl
	7-2141	Pipeta elektroniczna jednokanałowa neoPette <sup>®</sup>	5-50 µl	0,1 µl
	7-2142	Pipeta elektroniczna jednokanałowa neoPette <sup>®</sup>	30-300 µl	1 µl
	7-2143	Pipeta elektroniczna jednokanałowa neoPette <sup>®</sup>	100-1000 µl	5 µl

### Opis

Najnowsze pipety elektroniczne firmy neoLab z serii neoPette<sup>®</sup> zapewniają wysoki komfort i ergonomię pracy. Obsługa pipet jest prosta i intuicyjna. Pipety mogą być autoklawowane w temp. 121°C.

W dostawie zawarty jest adapter ładujący i statyw do umocowania na regale.

Zgodne z normami DIN EN ISO 8655 i ISO 3696. Dostarczane wraz z certyfikatem zgodności.