



Nasadki destylacyjne



Nasadki destylacyjne wykonane ze szkła DURAN[®]. Wyposażone w dwa pionowe stożki oraz gniazdo NS 14/23, do termometrów destylacyjnych o długości 55 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szlif wew.	Szlif zew.	Długość
	G-6222	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN	NS 14/23	2 x NS 19/26	200 mm
	G-6223	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN	NS 14/23	2 x NS 24/29	300 mm
	G-6224	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN	NS 14/23	2 x NS 29/32	350 mm

Opis

Nasadki destylacyjne z gniazdem przeznaczone do zestawów destylacyjnych, wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego DURAN[®]. Konstrukcja bez chłodnicy, **z dwoma pionowymi stożkami szlifowymi (NS)**, zapewnia stabilne i szczelne połączenie elementów aparatury. **Gniazdo NS 14/23** umożliwia montaż termometrów o **długości 55 mm**, co pozwala na precyzyjną kontrolę temperatury procesu.

Nasadki dostępne są **w różnych długościach** i konfiguracjach **stożków NS**, co umożliwia dopasowanie do szerokiego zakresu zastosowań laboratoryjnych. Każda nasadka sprzedawana jest pojedynczo.