



Rotator TR-200 analogowy

 Cole-Parmer

Rotator TR-200 ze zmiennym kątem nachylenia talerza obrotowego i stałą prędkością obrotową wynoszącą 20 obr./min. Posiada zintegrowaną tackę ociekową. Może być stosowany w inkubatorach (do 40°C) oraz zimnych pokojach (od 4°C). Talerz obrotowy do rotatora należy dokupić osobno. W sprzedaży posiadamy talerz mieszający 20 próbek o średnicy 9-20 mm oraz inne akcesoria dostępne na zapytanie.

Miniatura



Nr-art.

K-1801

Nazwa

Rotator TR-200 - analogowy

Pręđ. obrotowa

20 obr./min

Opis

Rotator TR-200 z regulowanym kątem nachylenia talerza obrotowego od ułożenia poziomego, umożliwiającego delikatne mieszanie próbek, po ustawienie pionowe gwarantujące intensywne mieszanie. Urządzenie charakteryzuje się **stałą prędkością obrotową wynoszącą 20 obr./min.**

Zintegrowana tacka ociekowa zapobiega rozlewaniu się płynu z obracających się probówek na miejsce pracy. Istnieje możliwość montażu dwóch talerzy obrotowych jednocześnie przy użyciu specjalnego adaptera. Rotator może być stosowany w inkubatorach oraz zimnych pokojach. **Pracuje prawidłowo w temp. od 4°C do 40°C.**

Rotator sprzedawany jest bez talerza obrotowego. W ofercie posiadamy również [talerz mieszający 20 próbek o średnicy 9-20 mm](#) oraz inne akcesoria dostępne na zapytanie.

Dane techniczne

Parametr	TR-200
Prędkość obrotów	20 obr./min
Wymiary	200 x 270 x 230 mm
Waga	3,2 kg

Parametr	TR-200
Zasilanie	230V, 50Hz, 50W