



Nasadki destylacyjne z chłodnicą Liebiga i oliwką

Nasadki destylacyjne ze szkła DURAN[®] wyposażone w chłodnicę Liebiga. Posiadają wylot ze szlifem stożkowym NS, przyłącza wodne oraz gniazdo NS 14/23. Konstrukcja umożliwia montaż termometru destylacyjnego o długości 55 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szlif wew.	Szlif zew.	Długość	Pow. chłodzenia
	G-6231	Nasadka destylacyjna z chłodnicą ze szkła DURAN	NS 14/23	2 x NS 14/23	160 mm	60 cm ²
	G-6232	Nasadka destylacyjna z chłodnicą ze szkła DURAN	NS 14/23	2 x NS 14/23	250 mm	100 cm ²
	G-6233	Nasadka destylacyjna z chłodnicą ze szkła DURAN	NS 14/23	2 x NS 29/32	250 mm	130 cm ²
	G-6234	Nasadka destylacyjna z chłodnicą ze szkła DURAN	NS 14/23	2 x NS 29/32	400 mm	210 cm ²

Opis

Nasadki destylacyjne z chłodnicą Liebiga i oliwką wykonane są ze szkła borokrzemowego DURAN[®], które charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną i termiczną. Konstrukcja została zaprojektowana do **klasycznych procesów destylacyjnych**, łącząc skuteczne chłodzenie par z precyzyjnym pomiarem temperatury.

Wylot wyposażony w szlif stożkowy NS zapewnia **szczelne połączenie** z dalszymi elementami aparatury, a przyłącza wodne zakończone oliwkami szklanymi umożliwiają bezpieczne podłączenie przewodów chłodzących. Nasadka pozwala na montaż termometrów destylacyjnych o długości wbudowanej 55 mm, co gwarantuje dokładną kontrolę temperatury procesu. Wbudowana chłodnica Liebiga zapewnia efektywne odprowadzanie ciepła i kondensację par, zwiększając wydajność oraz bezpieczeństwo pracy. Dostępne warianty **długości od 160 do 400 mm** oraz o **powierzchni chłodzącej od 60 do 210 mm** umożliwiają dopasowanie aparatury do różnych zastosowań laboratoryjnych. Każdy model oferowany jest pojedynczo.