



Nasadki destylacyjne z chłodnicą Liebiga i złączem GL14



Nasadki destylacyjne DURAN[®] z chłodnicą Liebiga, wylotem ze szlifem stożkowym NS oraz przyłączem wodnym z gwintem GL14. Wyposażone w gniazdo NS 14/23, z możliwością montażu termometrów destylacyjnych o długości 55 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szlif wew.	Szlif zew.	Przyłącze	Długość	Pow. chłodzenia
	G-6236	Nasadka destylacyjna z chłodnicą ze szkła DURAN	NS 14/23	2 x NS 14/23	GL14	160 mm	60 cm ²
	G-6237	Nasadka destylacyjna z chłodnicą ze szkła DURAN	NS 14/23	2 x NS 14/23	GL14	250 mm	100 cm ²
	G-6238	Nasadka destylacyjna z chłodnicą ze szkła DURAN	NS 14/23	2 x NS 29/32	GL14	250 mm	130 cm ²
	G-6239	Nasadka destylacyjna z chłodnicą ze szkła DURAN	NS 14/23	2 x NS 29/32	GL14	400 mm	210 cm ²

Opis

Nasadki destylacyjne z chłodnicą Liebiga i gwintem GL14 wykonane są ze szkła borokrzemowego DURAN[®], odpornego na działanie wysokich temperatur i substancji chemicznych. Konstrukcja obejmuje wylot ze szlifem stożkowym NS, który gwarantuje szczelne połączenie z dalszymi elementami aparatury, oraz przyłącze wodne zakończone gwintem GL14, umożliwiające bezpieczne i stabilne podłączenie przewodów chłodzących.

Gniazdo NS 14/23 pozwala na montaż **termometrów destylacyjnych o długości wbudowanej 55 mm**, co zapewnia dokładną kontrolę temperatury procesu. Wbudowana chłodnica Liebiga skutecznie kondensuje pary, zwiększając wydajność i bezpieczeństwo destylacji. Nasadki dostępne są w różnych **wariantach długości (160-400 mm)** oraz **powierzchni chłodzącej (60-210 mm)**, co umożliwia dopasowanie aparatury do szerokiego zakresu zastosowań laboratoryjnych.

Każdy model sprzedawany jest pojedynczo.

Dane techniczne