



Końcówki do pipet Maxi Fisherbrand typu Gilson

fisherbrand

Końcówki Maxi Pipet Tips pasujące do pipet typu Gilson o pojemności 1-10 ml. Długość końcówek wynosi 161 mm. Wyprodukowane z PP, przezroczyste. Niesterylne, wolne od RNAz, DNAz, DNA i pirogenów. Pakowane w worki po 200 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor	Szt./Op.
	11947754	Końcówki do pipet Maxi Pipet Tips - typu Gilson	1-10 ml	przezroczysty	200 szt.

Opis

Końcówki Maxi Pipet Tips przeznaczone do pipet typu Gilson marki Fisherbrand™ o pojemności 1-10 ml. Dopasowane do pipety Gilson Pipetman P10. Końcówki charakteryzuje **długość 161 mm**, która umożliwia pipetowanie cieczy z głębokich naczyń. Wykonane z przezroczystego polipropylenu. **Niesterylne, wolne od RNAz, DNAz, DNA i pirogenów**. Pakowane w worki po 200 szt.