



Nasadki do destylacji próżniowej z chłodnicą Liebiga i złączem GL14



Nasadki do destylacji próżniowej z chłodnicą Liebiga wykonane ze szkła borokrzemowego DURAN[®]. Wyposażone w wylot z nasadką stożkową NS, przyłącze wody z gwintem GL14 oraz gniazdo NS 14/23. Aparatura umożliwia montaż termometru o długości 55 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szlif wew.	Szlif zew.	Przyłącze	Długość	Pow. chłodzenia
	G-6241	Nasadka destylacyjna z chłodnicą ze szkła DURAN	NS 14/23	2 x NS 14/23	GL14	160 mm	60 cm ²
	G-6242	Nasadka destylacyjna z chłodnicą ze szkła DURAN	NS 14/23	2 x NS 14/23	GL14	250 mm	100 cm ²
	G-6243	Nasadka destylacyjna z chłodnicą ze szkła DURAN	NS 14/23	2 x NS 29/32	GL14	250 mm	130 cm ²
	G-6244	Nasadka destylacyjna z chłodnicą ze szkła DURAN	NS 14/23	2 x NS 29/32	GL14	400 mm	210 cm ²

Opis

Destylacyjne nasadki z chłodnicą Liebiga wykonane ze szkła DURAN[®] to elementy aparatury laboratoryjnej przeznaczone do klasycznych procesów destylacji. Wyposażone są w wylot ze stożkiem NS, przyłącze wody z gwintem GL14 oraz gniazdo NS 14/23. Nasadki umożliwiają przyłączenie **termometrów o długości 55 mm**. Nasadki dostępne są w wersjach **ze szlifem NS 14/23 o długości 160 mm i 250 mm oraz ze szlifem NS 29/32 o długości 250 mm i 400 mm**, z różną **powierzchnią chłodzenia w zakresach od 60 do 210 mm**. Każda nasadka pakowana jest pojedynczo.