



Statyw magnetyczny na probówkę o śr. 10-30 mm

Statyw magnetyczny MPC™-1 to element systemu służącego do izolacji kwasów nukleinowych z użyciem kulek magnetycznych Dynabeads™ Magnetic Particle. Dopasowany do probówki o średnicy 10-30 mm, o pojemności 5-50 ml. Ułatwia oddzielenie kulek magnetycznych od supernatantu w probówce. Wykonany z polioctanu, posiada wbudowany magnes neodymowy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na probówki	Liczba miejsc
	12001D	Statyw magnetyczny MPC™-1	o śr. 10-30 mm	1 miejsce

Opis

Statyw magnetyczny MPC™-1 na probówkę o średnicy 10-30 mm. Stanowi część systemu do izolacji kwasów nukleinowych metodą wykorzystującą kulki magnetyczne **Dynabeads™ Magnetic Particle**. Umożliwia łatwe odseparowanie kulek magnetycznych od supernatantu w probówce testowej.

Wykonany z polioctanu **odpornego na środki dezynfekcyjne**: 70% izopropanol, 1% roztwór podchlorynu sodu oraz 0,1 M kwas solny. Posiada wbudowany trwały, neodymowy magnes. **Objętość robocza cieczy w probówkach wynosi 5-50 ml.**