



Nasadki destylacyjne z chłodnicą Liebiga, adapterem próżniowym i złączami GL



Nasadki destylacyjne ze szkła borokrzemowego DURAN[®] wyposażone w chłodnicę Liebiga, wylot ze stożkiem NS, przyłącze wody z gwintem GL14 oraz adapter próżniowy z gwintem GL18. Posiadają gniazdo NS 14/23 do montażu termometru o długości zanurzeniowej 55 mm, dostępne w różnych długościach i powierzchniach chłodzenia.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szlif wew.	Szlif zew.	Przyłącze	Długość	Pow. chłodzenia
	G-6246	Nasadka destylacyjna z chłodnicą ze szkła DURAN	NS 14/23	2 x NS 14/23	GL14 i GL18	160 mm	60 cm ²
	G-6247	Nasadka destylacyjna z chłodnicą ze szkła DURAN	NS 14/23	2 x NS 14/23	GL14 i GL18	250 mm	100 cm ²
	G-6248	Nasadka destylacyjna z chłodnicą ze szkła DURAN	NS 14/23	2 x NS 29/32	GL14 i GL18	250 mm	130 cm ²
	G-6249	Nasadka destylacyjna z chłodnicą ze szkła DURAN	NS 14/23	2 x NS 29/32	GL14 i GL18	400 mm	210 cm ²

Opis

Nasadki destylacyjne z chłodnicą Liebiga, adapterem próżniowym i gwintem GL to wysokiej jakości elementy aparatury laboratoryjnej przeznaczone do procesów destylacji pod **zmniejszonym ciśnieniem**. Wykonane ze szkła borokrzemowego DURAN[®], charakteryzują się doskonałą odpornością chemiczną i termiczną oraz wysoką przejrzystością, co umożliwia kontrolę przebiegu procesu. Konstrukcja obejmuje chłodnicę Liebiga zapewniającą skuteczne skraplanie par, wylot zakończony stożkiem NS dla szczelnych połączeń, przyłącze wody z gwintem GL14 oraz adapter próżniowy z gwintem GL18, który pozwala na bezpieczne odprowadzanie destylatu do odbieralnika.

Gniazdo NS 14/23 umożliwia montaż termometru o długości 55 mm, co zapewnia precyzyjną kontrolę temperatury w trakcie destylacji. Nasadki dostępne są w wariantach **o długości od 160 mm do 400 mm i powierzchni chłodzenia od 60 do 210 cm²**, dzięki czemu można je dopasować do różnych konfiguracji aparatury i wymagań procesowych. Wszystkie nasadki sprzedawane są pojedynczo.